



Transformando o presente, moldando o futuro

Liftera®



Liftera®

Um DNA de transformação tecnológica e **melhoria contínua**



O Liftera é mais que uma tecnologia, é uma marca sinônimo de força, pioneirismo, qualidade e crescimento. A tecnologia única, traz liberdade e personalização para cada tratamento. Perfeito para quem valoriza e preza pela beleza natural e inteligente de cada paciente.

Assumimos o compromisso com a saúde da pele, inspirando médicos e pacientes a se cuidar com prazer, verdade e transformação. **Liftera vai muito além da estética**, encanta milhares de brasileiros e cada vez mais se consolida como tecnologia disruptiva e parceira. E em sua nova versão, expande ainda mais essa autoridade!

Em 3 anos fizemos história e marcamos vidas:



Crescimento exponencial em tempo recorde



Estruturado programa de educação continuada



Selo de exclusividade médica aprovado pela Anvisa



Presença e crescimento global!



98% dos pacientes estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o tratamento com Liftera.*

*Fonte: PESQUISA QUANTITATIVA AGOSTO 2023: MULHERES MAIORIA & HOMENS, 200 RESPONDENTES, SP & RJ, CLASSE A E B1

Uma verdadeira **revolução** para médicos e pacientes

Por que **Liftera**?

Liftera é um tratamento não-invasivo de elevação e contorno da face, área do pescoço e corpo. Liftera é capaz de entregar energia térmica na pele de maneira mais eficaz e segura, fortalecendo as diferentes camadas e promovendo o lifting facial, a firmeza da pele e a remodelação do contorno corporal.

O Liftera já entrou no mercado de uma forma disruptiva, carregando inovações únicas que aumentaram as opções de tratamento e a experiência do paciente.



É **inovador**, pois utiliza a tecnologia Tratamento por Difusão térmica (TDT™), Tratamento de Difusão Térmica em Pulso (TDIP™) e Unidade Digital de Potência (UDP™).



É **flexível**, pois apresenta dois tipos de aplicadores: a Caneta Liftera e os Transdutores em Linha.



É **exclusivo**, pois possui a patenteada caneta Liftera que permite tratar todas as regiões com muito mais detalhes além da personalização dos tratamentos.



É **eficiente**, pois permite uma variedade de indicações com resultados imediatos e que melhoram ao longo do tempo.



É **confortável**, devido ao baixo nível de dor, velocidade de tratamento e sem necessidade de anestesia.




Uma nova geração: A ciência por trás do Liftera 2

UDP 2.0

O Liftera nasceu com a tecnologia de disparo digital como essência.



Tecnologia patenteada que controla digitalmente como a energia é entregue nas diferentes camadas da pele.

O UDP 2.0 é uma evolução e agora apresenta o Pulso Digital Fracionado, com aquecimento em 3 etapas resultando em um ponto de coagulação de maior dimensão e volume. Mais eficaz com menor quantidade de disparos.




TDIP™

A Difusão Térmica em Pulso (TDIP) é um mecanismo que permite um controle da dissipação do calor de forma ainda mais precisa e controlada, e junto com a UDP 2.0 proporciona um efeito físico na pele maior e mais intenso.



Novo Transdutor Linear

Disparo linear bidirecional e intervalo ajustável, que entrega uma velocidade de tratamento até 10 vezes mais rápida e possibilita novas formas de aplicação. Agora temos um efeito “costura” que permite novas formas de tratamento e potencializa resultados.



Efeito 5D

Liftera 2 gera um efeito multidimensional na pele, em suas quatro dimensões físicas do tratamento: Tempo, potência, resultado, movimento e também na dimensão molecular, que através do estímulo das células, provoca a proliferação de fibroblastos, gerando o aumento da síntese de colágeno e fibras de elastinas. Assim, o Liftera torna-se cada vez mais um aliado essencial aos planos de tratamentos.

Mais elegância e melhor facilidade no dia a dia



Elegante

Novo design mais sofisticado na cor preta que traz elegância e acabamentos muito mais refinados, uma aparência ainda mais premium para a tecnologia.



Ergonômico

Leveza, melhor acoplamento para a anatomia de cada paciente e novos suportes para os cabos, facilitando a movimentação que facilita o procedimento.



Intuitivo

Software com interface muito mais intuitiva, atraente e tecnológica.



Decodificação dos transdutores

Nova proposta de identificação para os transdutores, separados por escalas de cinza para facilitar no dia a dia.



Desenhando os desejos estéticos


O poder de uma pele bonita, saudável e natural.

Produto Exclusivo

A exclusiva Caneta Liftera


Com design ergonômico, é a tecnologia que vai elevar seus resultados pela perfeita combinação entre sua técnica, a arte e a inovação.

Com ela, é possível realizar todos os protocolos de tratamento com foco aos detalhes importantes de cada paciente. Permite tratar novas áreas, ter mais flexibilidade nos tratamentos e facilidade na associação com outras tecnologias e injetáveis.




Curvas e contornos

A anatomia facial não é plana. Pensando nisso, Liftera traz a possibilidade de tratar áreas curvas, respeitando a anatomia individual de cada rosto e permitindo adaptar o tratamento às necessidades de cada paciente. Com a Caneta Liftera, é possível desenhar, refinar e maximizar os resultados.




Técnica de Movimento

Sua velocidade de disparo de até 10Hz proporciona a utilização da Técnica de Movimento (Moving Technique), para tratamentos mais confortáveis, precisos e rápidos.



TDT™

Acelera a remodelação do colágeno, aquecendo fortemente as fibras de colágeno na camada dérmica por meio da irradiação rápida em uma profundidade específica da pele a uma alta velocidade. Preenche com mais pontos de coagulação áreas específicas, além de atingir planos mais profundo a partir do movimento da mão.



Rugas de Expressão



Sobrancelha



Bochecha



Contorno Facial



Glabela



Pálpebra Inferior



Rugas Periorbitais



Sulco Nasogeniano



Rugas Periorais



Papada






Pescoço




Melhoria do Tom de Pele

Tratamentos para o rosto: Promovendo o **Lifting Facial**


Liftera oferece os transdutores em Linha e a Caneta Liftera para tratar todas as regiões da face - como fronte, pálpebras, rugas, lábios, queixo e contorno facial. Com a Caneta Liftera, é possível tratar com mais detalhes áreas como pálpebra inferior (eliminando rugas, bolsas de gordura, flacidez), "jaw", papada, sulco nasogeniano, entre outras.




Pele Envelhecida
Pele enrugada, flácida e sem elasticidade devido ao envelhecimento da derme superior e inferior (SMAS).



Como Liftera age na face
A Unidade Digital de Potência (UDP™) exclusiva do Liftera realiza pontos de coagulação (65°C) em alta velocidade (0,1 segundo), em diferentes profundidades.






Reação do tecido após Liftera
Contração das diferentes camadas, retração tecidual, estímulo do colágeno existente e formação de novo colágeno (neocolagênese).




Eficácia do Liftera na face
Remoção de rugas, efeitos Lifting & Tightening através da remodelação do colágeno e produção de novo colágeno.

Tratamentos para o corpo: **Flacidez, contorno e remodelação**


Liftera oferece os transdutores em Linha e a Caneta Liftera para tratar inúmeras partes do corpo, incluindo o abdômen, braços, gordura pré-axilar, joelhos, interno de coxa, interno de braço ("gordurinha do tchau"), flancos, entre outras. É eficaz para aumentar a firmeza da pele do corpo, bem como melhorar o contorno corporal eliminando tecidos adiposos.




Gordura subcutânea
Células de gordura e celulite.




Como o Liftera atua no corpo
A tecnologia TDT™ atinge as células de gordura em diferentes profundidades.



Reação do tecido após Liftera no corpo
O acúmulo de calor de maneira homogênea é mais eficiente para atingir um maior número de células de gordura, que serão reduzidas e absorvidas por uma grande quantidade de macrófagos.



Eficácia do Liftera no corpo
Redução da flacidez, eliminação de células de gordura e remodelação do contorno corporal.



Liftera 2 impulsiona crescimento da clínica

O Liftera se mostrou uma ferramenta de aceleração excelente. Com grande versatilidade e uma curva de aprendizagem rápida, ele oferece um tratamento fácil de ser introduzido no modelo de negócio e no fluxo de atendimento da clínica.

Tecnologia que pode ser indicada para todo e qualquer perfil de paciente da clínica. Gerando um alto grau de satisfação.

Liftera é a nova relação com a Beleza Natural

É uma ferramenta revolucionária que entrega tecnologia e exclusividade para a saúde da pele.

Uma parceria progressiva, **individual e verdadeira com a pele.**
Uma tecnologia pioneira e eficaz.

Liftera respeita a **nossa individualidade e traço,** transformando progressivamente o caminho da beleza.

74%

dos pacientes buscam resultados naturais e discretos


94%

dos pacientes que realizaram o Liftera, indicam para outras pessoas

76%

dos pacientes substituem outros procedimentos pelo Liftera


*Fonte: PESQUISA QUANTITATIVA AGOSTO 2023: MULHERES MAIORIA & HOMENS, 200 RESPONDENTES, SP & RJ, CLASSE A E B1



Alto valor agregado e custo competitivo



Rápido retorno de investimento*



Mais visibilidade para a clínica



Maior aderência e recorrência dos tratamentos



Mais indicação "boca a boca"



Facilidade da caneta permite criar tratamentos "brindes"



Baixo custo de manutenção

*Por Estimativas Internas



Parceria forte com a **Entera**

Nossos valores

Busca incessante pelas melhores inovações tecnológicas

Oferecer soluções com oferta de valor acessível e competitiva

Comprometidos com um excelente nível de serviço pós-compra e experiência do cliente

Agir com integridade e transparência nas relações entre pessoas - dentro e fora

Criar espaços de aprendizado para apoiar nossos clientes a explorar ao máximo o potencial das tecnologias

Fortalecendo a dermatologia e a cosmatria com equipamentos de exclusividade médica



Liftera 2



Especificação

Modelo	Liftera-A2
Tipo de produto	Ultrassom Microfocado
Classificação	CLASS IIa
Segurança Eléctrica	Classe 1, Tipo BF parte aplicada
Saída ultrassônica	1 - 15 Nível (passo de 1 nível)
Transdutor Caneta	4 MHz / 4.5 mm
Aplicador	7 MHz / 1.5, 3.0 mm
Velocidade de irradiação (por segundo)	1 / 3 / 5 / 7 / 10 Hz
Transdutor Linha	4 MHz / 4.5 mm
Cartucho	7 MHz / 1.5, 3.0 mm
Intervalo	0.1 - 1.0 sec (passo de 0,1 seg.)
Espaçamento	1.5 / 1.8 / 2.0 mm
Comprimento	5.0 mm - 25 mm (passo de 5,0 mm)
Tela	15" Touch LCD
Dimensões (L x P x A)	374 x 239 x 301 (mm)
Alimentação de Entrada	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

* Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
* Leia as precauções e instruções antes de utilizar.

*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este produto ou o uso deste produto está coberto por uma ou mais patentes americanas e estrangeiras ou pedidos de patentes pendentes.



Liftera® Evolução que transforma.

