

Protocolo **Ultramax RC - Eyes**



Dra. Ritha Capelato

Conceito

Este protocolo foi pensado e desenvolvido com o objetivo de tratar uma das áreas de maior queixa dos pacientes, promovendo um efeito fox eyes e melhora das rugas periorculares

Descrição

Utilizamos apenas as canetas do Liftera para maior conforto e acoplamento nessa região anatômica.

Avaliação da aplicação

Indicado para pacientes que queiram ter um efeito lifting no olhar.

Benefícios

Efeito lifting imediato, estímulo de colágeno, melhoras das rugas e linhas finas.

Pontos de Atenção

Atenção com a região de globo ocular.

Signature

Liftera®

Assinado por

Dra. Ritha Capelato

Protocolo
Ultramax RC - Eyes



Transdutor	Level	Meia Face	Total Caneta
Caneta 3.0	5J	500	1000
Caneta 2.0	5J	500	1000
Caneta 1.5	5J	500	1000
		Total	3000


! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Liftera®

Assinado por

Dra. Ritha Capelato

Protocolo
Ultramax RC - Eyes



Transdutor	Level	Meia Face	Total Caneta
Caneta 2.0	5J	500	1000
Caneta 1.5	5J	500	1000
		Total	2000

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Signature

Liftera®